

「ワンデー アクビュー® モイスト®」「アクビュー® オアシス®」

「アクビュー® アドバンス®」「アクビュー® オアシス® 乱視用」一部自主回収のお知らせ

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役プレジデント：海老原 育子）は、以下の製品の自主回収を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

弊社が製造販売する製品の一部につきまして、ブラシの毛の混入、保存液の不具合、および見え方に影響のある製品を確認いたしました。弊社では、製品をご使用のお客様からのこれらに関するお問い合わせにつきまして、個別に対応し対策を講じておりましたが、この度、患者様、先生方によりご安心いただけるよう改めて精査いたしました結果、下記の4製品、8ロットの自主回収を行うことといたしました。これらの製品について、加療が必要な健康被害の報告は受けておりません。

弊社製品ユーザーのお客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。心よりお詫び申し上げます。

製品をご使用のお客様で、回収対象製品がお手元にある場合には、ご使用を中止いただき、直接回収受付センターまでご連絡ください。回収の手続きについてご案内いたします。

回収対象製品は以下のとおりです。

<回収対象製品について>

製品名	製品仕様 ベースカーブ(BC), パワー	ロット番号 先頭から7桁目までがこの 番号に該当する製品	事象・原因
ワンデー アクビュー® モイスト®	BC9.0, -3.00D	283684	事象：保存液が眼に沁みる 原因：保存液の電気伝導率が規格外であったため
アクビュー® オアシス®	BC8.8, -4.00D	L002NCS	事象：プリスターパッケージのホイルと容器の間に視認性の高いブラシの毛が挟まっている 原因：製造工程で使用している金属製ブラシの毛が混入したため
	BC8.8, -4.50D	L002QH9	
アクビュー® アドバンス®	BC8.7, -4.75D	L002FNL	
	BC8.7, -10.00D	B00DHLP	
	BC8.7, -5.00D	L002V94	
アクビュー® オアシス® 乱視用	BC8.6, -6.00D, CYL-1.75, AXIS170	B00GW4Z	事象：見えにくい 原因：製造工程における金型に不

	BC8.6, -3.50D, CYL-0.75, AXIS180	B00HRMG	具合が発生したため
--	-------------------------------------	---------	-----------

現在、回収の要否を判断する社内基準の見直しに加え、お客様からのお問い合わせ内容を正確に把握し情報共有をより的確に行えるよう、海外の製造元も含めてさらなる改善計画を策定中です。患者様に安心してご使用いただける製品の提供を目指して精進してまいります。

<対象製品外観>

ワンデー アクビュー® モイスト® (1日使い捨てタイプ)
(30枚パック)




(90枚パック)



アクビュー® オアシス® (2週間交換タイプ)



アクビュー® アドバンス® (2週間交換タイプ)



アクビュー® オアシス® 乱視用 (2週間交換タイプ)



<ロット番号の表示箇所および表示例>

お手元の製品の箱またはブリストアパッケージ（レンズ容器）に表示されているロット番号をご入力ください。

2 週間交換タイプのロット番号の記載場所はこちら

【レンズ容器】ホイルに表示されている表記の一番下段、**LOT**の横に表示されている**英数字 7桁**

【外箱】裏面にある上段バーコード下、**LOT**の横に表示されている英数字の**先頭から 7桁**



1 日使い捨てタイプのロット番号の記載場所はこちら

【レンズ容器】ホイルに表示されている表記の一番下段、**LOT**の横に表示されている数字の**先頭から 6桁**

【外箱】裏面にある上段バーコード下、**LOT**の横に表示されている数字の**先頭から 6桁**



<「アキュビュー®」をお使いの皆様へのお願い>

お買い求めの製品は、装用前に、レンズとホイルや、容器に異常がないか、お確かめください。レンズの変形・変色や、異物・汚れの付着、破損などの異常のあるレンズを装用すると、痛みや刺激を感じたり、目を傷つけたり、適正な視力が得られないことがありますので、ご使用にならないでください。装用後に、痛みや刺激など異常を感じたらすぐにレンズをはずしてください。

万一、包装やレンズに異常のある場合には、アキュビュー® カスタマーセンターまでお問い合わせください。

アキュビュー® カスタマーセンター 0120-132-308（フリーダイヤル）

受付時間：9:00-17:30（日・祝日を除く）